


Zubehör für med. Sensor

Monitoring-Set


84-101

- Nicht belüftete Tropfkammer
- 150 cm Infusionsleitung mit Rollklemme
- Klick-Dome mit integriertem Hahn & Spül-system
- 150 cm Druckschlauch (rot kodiert)
- 3-Wege-Hahn rot
- 20 cm Patientenverlängerung (rot kodiert)




84-103

- Nicht belüftete Tropfkammer
- 150 cm Infusionsleitung mit Rollklemme
- Klick-Dome mit integriertem Hahn & Spül-system
- 150 cm Druckschlauch (transparent)
- Etiketten für die individuelle Markierung




844-26

- Nicht belüftete Tropfkammer
- 150 cm Infusionsleitung mit Rollklemme
- Klick-Dome mit integriertem Hahn & Spül-system
- 150 cm Druckschlauch (transparent)
- 3-Wege-Hahn
- 20 cm Patientenverlängerung (transparent)
- Etiketten für die individuelle Markierung



840-26

- Nicht belüftete Tropfkammer
- 150 cm Infusionsleitung mit Rollklemme
- Bajonett-Dome mit integriertem Hahn & Spül-system
- 150 cm Druckschlauch (transparent)
- 3-Wege-Hahn
- 20 cm Patientenverlängerung (transparent)
- Etiketten für die individuelle Markierung



Alle Angaben in mm

Änderungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.